

Hjälpmedelscentrum utbildar

Arbetsstolar



Ansvarig hjälpmedelskonsulent

Våren 2024

Vuxen

Björn Flenner sjö, telefon: 021-176867

hmc.forflyttningshjalpmedel@regionvastmanland.se

Susanne Pettersson, telefon: 021-174463

hmc.forflyttningshjalpmedel@regionvastmanland.se

Barn

Susanne Samuelsson, telefon: 021-174986

hmc.barnhjalpmedel@regionvastmanland.se

Innehållsförteckning

Kriterier för förskrivning enligt hjälpmedelshandboken.....	4
Artikelansvar (tidigare nivåindelning):.....	5
Ersättningskedjor	5
Arbetsstolar	6
Vuxenstolar Mercado.....	6
Manuella arbetsstolar	7
Arbetsstol manuell VF (vinkelfast) & låg rygg.....	7
Arbetsstol manuell VS (vinkelställbar) & låg rygg.....	7
Arbetsstol manuell VF (vinkelfast) & hög rygg Utgående artikel, kan förskrivas i mån av tillgång.	7
Arbetsstol manuell VS (vinkelställbar) & hög rygg.....	8
arbetsstolar med elfunktioner	8
Arbetsstol el VF (vinkelfast) & låg rygg	8
Arbetsstol el VS (vinkelställbar) & låg rygg.....	9
Arbetsstol el VF (vinkelfast) & hög rygg	9
Arbetsstol el VS (vinkelställbar) & hög rygg	10
Barnstolar Mercado.....	11
Arbetsstol manuell junior/barn VS (vinkelställbar)	11
Arbetsstol el junior/barn VS (vinkelställbar).....	12
Barnstolar Etac	13
Wombat (vinkelställbar).....	13
Barnstolar Minicrosser	14
MADITA-Fun	14
Arbetsstol för tunga användare	15
Sittsystem mercado (Gäller ej twin).....	16
Ergomedic plus	16
Ergomedic Slow Recovery	16
Coxitsits.....	16
Sittplatta	16
Vid svår sittproblematik kan en rullstolsdyna förskrivas som placeras på en sittplatta. Kontakta konsulent	16
Artikel.nr sitsmodeller Mercado	17
Ryggsystem mercado	18
Ergomedic plus & ergomedic plus m. sidokil.....	18

Artikelnummer ryggmodeller Mercado	18
Hjul Mercado	19
Större hjul	19
Lättrullade hjul	19
Benstödsmodeller Mercado.....	20
Övriga tillbehör Mercado.....	21

KRITERIER FÖR FÖRSKRIVNING ENLIGT HJÄLPMEDELSHANDBOKEN

Artikel	Kriterier	Kommentar
Arbetsstol	<p>* Arbetsstol kan förskrivas för att ge större möjlighet till självständighet vid aktivitet. Kan även förskrivas som komplement till rullstol.</p> <p>Fokus ska sättas på självständighet. Brukaren kan bibehålla funktioner i hemmet.</p> <p>* Arbetsstol kan förskrivas i stället för rullstol till patient som har mycket svårt eller ingen möjlighet att förflytta sig på annat sätt.</p>	<p>* Arbetsstol kan inte ersätta sittmöbel.</p> <p>* För att få mer än en arbetsstol krävs ansökan om "produkt utanför beslutat sortiment/regelverk"</p> <p>* Om broms inte är nödvändigt får brukaren själv köpa sin stol ute i handeln.</p>
Arbetsstol med elfunktioner	<p>* Kan förskrivas när brukaren inte klarar av att höjdregera en arbetsstol med manuell höjning</p> <p>* Skapa möjlighet till självständig och skonsam uppresning hos patienter som inte kan resa sig av egen kraft.</p>	Arbetsstol med elfunktion är något tyngre att rulla än en manuell.
Arbetsstol m. elbroms	Kan förskrivas om patienten inte klarar av att använda standard bromsfunktioner som tex reumatikerkryss, längre bromsspak, etc.	<p>Elbroms monteras endast på elarbetsstol och gör stolen lite tyngre.</p> <p>Ifyllt beställningsformulär krävs.</p>
Arbetsstol till barn	Kan förskrivas till barn med svår funktionsnedsättning eller med svår smärta som orsakar sittproblematik, för att möjliggöra aktivitet, till exempel att äta.	Dubbelförskrivning kan vara möjligt där det bedöms orealistiskt att regelbundet transportera skrymmande personligt förskrivna hjälpmedel.
Arbetsstol på gruppbostad, dagcenter, arbetsplats	<p>Arbetsstol ett verksamhetsansvar och ska ingå i grundutrustning.</p> <p>Om arbetsstolen behöver anpassas utifrån individens specifika behov ska stolen personförskrivas.</p>	
Arbetsstol på skola	<p>Se Hjälpmedelshandboken på vårdgivarwebben:</p> <p>https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/51408/public</p>	

Artikelansvar (tidigare nivåindelning):

Artikelansvar (tidigare nivåindelning):	
Ansvar 1	Regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel är hjälpmedel som är komplexa och kostsamma till exempel eldrivna rullstolar, kommunikationssystem samt tillbehör till dessa.
Ansvar 2	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedel är manuella rullstolar och rollatorer.
Ansvar 3	Rekvisitionshjälpmedel. Enklare hjälpmedel som inte förskrivs via Hjälpmedelscentrum. Beställs till enheten, oftast i större antal. Hjälpmedlen är försäljningshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Hjälpmedel som används i hemsjukvård betalas av Region Västmanland. Exempel på hjälpmedel är badbräda och förhöjningsklossar.
Ansvar 4	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Kommunen har betalningsansvar för patienter som bor i särskilda boendeformer men beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedlen är omvårdnadshjälpmedel som personlyftar, dusch- och toalettstolar på hjul och reglerbara sängar.

Ersättningskedjor

Ersättningsgrupper används för att föreslå alternativa/ersättningsartiklar för att på så sätt använda artiklar i lager först.

Ersättningsartikel

Vid beställning av en artikel som ersatt en artikel som utgått ur sortimentet. Den utgångna artikeln finns i lager och WebSesam föreslår den som första val. Ersättningsartiklar visas även om den nya artikeln, som angivits på orderraden, har saldo. Ersättningsartiklar visas endast då de har saldo. I dagsläget finns inga tvingande byten på barnsortimentet så man kan alltid välja vilken artikel man önskar få.

Alternativartikel

Vid beställning av en artikel som inte finns i lager för leverans. WebSesam visar likvärdiga alternativ som finns i lager för leverans med nästa turbil. Alternativa artiklar visas i rangordning. Alternativa artiklar föreslås när saldot är noll på den artikel som angivits på orderrad. Endast alternativa artiklar med saldo visas.

ARBETSSTOLAR

Hjälpmiddelscentrums sortiment av arbetsstolar kommer från Mercado, Etac och Minicrosser.

Vid förskrivning av en mer avancerad arbetsstol med exempelvis elbroms eller nackstöd, ska leverantörens beställningsblankett användas. Beställningsblanketten finns under fliken arbetsstolar på förskrivarsidan. Beställningsblanketten skickas tillsammans med ordinationsblanketten till Hjälpmiddelscentrum via Websesam eller Uppladdningstjänsten.

Vuxenstolar Mercado

Vuxenstolarna från Mercado kommer i två olika sitthöjder (standard och låg). Måtten som anges nedan är från golvet till underkant av sittdynan. Ställdonen kan även justeras 2–3 cm uppåt eller nedåt. Det man måste ha i åtanke är att om den sänks så kan ställdonet slå i trösklar när man flyttar stolen.

	Manuell	El
Vikt	ca 25 kg	ca 29 kg
Maxbelastning	140 kg	150 kg
Vinkelställbar standardinställning (Gäller ej Twin)	Framåt: 15° Bakåt: 8°	Framåt: 15° Bakåt: 8°
Sitthöjd standard	40–60 cm	43–71 cm
Sitthöjd låg	32–46 cm	36–56 cm

TIPS!

Om du har en 24 volt stol som inte fungerar efter en tids inaktivitet - prova att sätta i laddaren i 20 sekunder, ta ur den och prova igen.

MANUELLA ARBETSSTOLAR

Arbetsstol manuell VF (vinkelfast) & låg rygg

Artikel.nr	382 87 (standard sitthöjd) 382 88 (låg sitthöjd)	
Funktion:	Sitthöjdsreglage under höger armstöd.	
Mått:	48x53 cm stativ	
Ingående komponenter:	44x48 cm sits 38x26 cm rygg (låg) 35 cm bromsspak 35 cm armstöd Fotring	

Arbetsstol manuell VS (vinkelställbar) & låg rygg

Artikel.nr	410 67 (standard sitthöjd) 410 68 (låg sitthöjd)	
Funktion:	Sitthöjdsreglage under höger armstöd. Tiltreglage under vänster armstöd.	
Mått:	48x53 cm stativ	
Ingående komponenter:	44x48 cm sits 38x26 cm rygg (låg) 35 cm bromsspak 35 cm armstöd Fotring	

Arbetsstol manuell VF (vinkelfast) & hög rygg

Utgående artikel, kan förskrivas i mån av tillgång.

Artikel.nr	356 72 (standard sitthöjd) 356 74 (låg sitthöjd)	
Funktion:	Sitthöjdsreglage under höger armstöd.	
Mått:	48x53 cm stativ	
Ingående komponenter:	44x48 cm sits 40x34 cm rygg (hög) 35 cm bromsspak 35 cm armstöd Fotring	

Arbetsstol manuell VS (vinkelställbar) & hög rygg

Artikel.nr	356 76 (standard sitthöjd) 424 00 (låg sitthöjd)	
Funktion:	Sitthöjdsreglage under höger armstöd. Tiltreglage under vänster armstöd.	
Mått:	48x53 cm stativ	
Ingående komponenter:	44x48 cm sits 40x34 cm rygg (hög) 35 cm bromsspak 35 cm armstöd Fotring	

ARBETSSTOLAR MED ELFUNKTIONER

Arbetsstol el VF (vinkelfast) & låg rygg

Artikel.nr	438 09 (standard sitthöjd) 438 10 (låg sitthöjd)	
Funktion:	Sitthöjdsreglage under höger armstöd.	
Mått:	48x53 cm stativ	
Ingående komponenter:	44x48 cm sits 38x26 cm rygg (låg) 35 cm bromsspak 35 cm armstöd Fotring	

Arbetsstol el VS (vinkelställbar) & låg rygg

Artikel.nr	438 11 (standard sitthöjd) 438 12 (låg sitthöjd)	
Funktion:	Sitthöjdsreglage under höger armstöd. Tiltreglage under vänster armstöd.	
Mått:	48x53 cm stativ	
Ingående komponenter:	44x48 cm sits 38x26 cm rygg (låg) 35 cm bromsspak 35 cm armstöd Fotring	

Arbetsstol el VF (vinkelfast) & hög rygg

Utgått leverantör men kan beställas i mån av tillgång

Artikel.nr	356 78 (standard sitthöjd) 356 80 (låg sitthöjd)	
Funktion:	Sitthöjdsreglage under höger armstöd.	
Mått:	48x53 cm stativ	
Ingående komponenter:	44x48 cm sits 40x34 cm rygg (hög) 35 cm bromsspak 35 cm armstöd Fotring	

Arbetsstol el VS (vinkelställbar) & hög rygg

Artikel.nr	438 13 (standard sitthöjd) 438 14 (låg sitthöjd)	
Funktion:	Sitthöjdsreglage under höger armstöd. Tiltreglage under vänster armstöd.	
Mått:	48x53 cm stativ	
Ingående komponenter:	44x48 cm sits 40x34 cm rygg (hög) 35 cm bromsspak 35 cm armstöd Fotring	

BARNSTOLAR MERCADO

Barnstolarna från Mercado finns i två olika sitthöjder (standard och låg). Måtten som anges nedan är från golvet till underkant av sittdynan. Ställdonen kan även justeras 2–3 cm uppåt eller nedåt. Det man måste ha i åtanke är att om den sänks så kan ställdonet slå i trösklar när man flyttar stolen.

	Manuell	El
Vikt	20–38 kg	20–38 kg
Max brukarvikt	75 kg	75 kg
Vinkelställbar	Framåt: 15° Bakåt: 8°	Framåt: 15° Bakåt: 8°
Sitthöjd standard	40–60 cm	43–71 cm
Sitthöjd låg	32–46 cm	36–56 cm

Arbetsstol manuell junior/barn VS (vinkelställbar)

Artikel.nr	424 03 (standard sitthöjd) 424 04 (låg sitthöjd)	
Funktion:	Sitthöjdsreglage under höger armstöd. Vevtilt under sitsen.	
Mått:	43x53 cm stativ	
Ingående komponenter:	36x39 cm sits 30x34 cm rygg (hög) 35 cm bromsspak 25 cm armstöd 28x8 cm sidostöd	
Övrigt:	Finns även följande stolar som har utgått men kan beställas i mån av tillgång: 356 83 Arbetsstol manuell junior/vuxen VS std höjd sits 40x43 hög rygg benstöd sidostöd 356 85 Arbetsstol manuell barn VS std höjd sits 33x35 hög rygg benstöd sidostöd	

Arbetsstol el junior/barn VS (vinkelställbar)

Artikel.nr	438 15 (standard sitthöjd) 438 16 (låg sitthöjd)	
Funktion	Sitthöjdsreglage under höger armstöd. Vevtilt under sitsen.	
Mått	43x53 cm stativ	
Ingående komponenter	36x39 cm sits 30x34 cm rygg (hög) 35 cm bromsspak 25 cm armstöd 28x8 cm sidostöd Fotplatta ingår ej, finns som hel eller delad som tillval	
Övrigt	Finns även följande stolar som har utgått men kan beställas i mån av tillgång: 356 86 Arbetsstol el junior/vuxen VS std höjd sits 40x43 hög rygg benstöd sidostöd 356 88 Arbetsstol el barn VS std höjd sits 33x35 hög rygg benstöd sidostöd	

Barnstolar Etac

Storlek 1	Manuell	El
Vikt	18 kg	18 kg
Maxbelastning	45 kg	45 kg
Vinkelställbar	Framåt: 10° Bakåt: 30°	Framåt: 10° Bakåt: 30°
Sitthöjd	23–61 cm	23–61 cm


Wombat (vinkelställbar)

Artikel.nr	407 54 (gas, stl 1) 434 55 (el, stl 1)	
Funktion	Stolen kan utrustas med manuell eller elektrisk höjddreglering. Tiltreglage under sitsen.	
Mått	60x55 cm (stl 1)	
Ingående komponenter	32x33 cm sits 25x27 cm rygg Centralbroms 26 cm armstöd 18x8 cm sidostöd Körbygel Fotplatta	

Barnstolar Minicrosser

Storlek 0-2	Manuell	El
Vikt	19–24 kg	19–24 kg
Maxbelastning	30–50 kg	30–50 kg
Vinkelställbar	Framåt: 8° Bakåt: 37°	Framåt: 8° Bakåt: 37°
Sitthöjd	25–62 cm	32–62 cm

MADITA-Fun

Artikel.nr	Kontakta konsulent	
Funktion	Stolen kan utrustas med manuell eller elektrisk höjddreglering. Tiltfunktion finns.	
Mått	58x52 cm (stl 0) 61x54 cm (stl 1) 75x64 cm (stl 1b & 2)	
Mått	Sittbredd: 16–38 cm (stl 0–2) Sittdjup: 15–42 cm (stl 0–2) Rygghöjd: 35–63 cm (stl 0–2)	

ARBETSSTOL FÖR TUNGA ANVÄNDARE

För tyngre brukare finns Mercados elektriska Twin-stol som tar upp till 180 kg (manuell) & 275 kg (el). Denna stol finns i tre olika sittbredder, 52cm, 62cm och 72cm. **Observera** att det ej går få tiltfunktion på denna typ av arbetsstol.

Arbetsstolen beställs genom att fylla i Mercados beställningsguide för Twin 9200 som finns på vårdgivarwebben. Ifylld blankett skickas till Hjälpmedelscentrum tillsammans med ordinationsblankett via Websesam eller Uppladdningstjänsten.

Beställningsblankett: https://mercado.se/wp-content/uploads/2015/10/20-06078-00-Order_Form_REAL_9200_TWIN_24V_SWE.pdf

Uppladdningstjänsten:

<https://uppladdninghmc.regionvastmanland.se/HMCUploadPublic/>



Benämning	Artikelnummer	Sittbredd	Sittdjup	Sitthöjd	Vikt	Maxbelastning
Twin el låg	436 47	52	45	36–56	42	275 kg
"	420 50	62	45	36–56	42	"
"	436 49	72	45	36–56	42	"
Twin el standard	436 50	52	45	44–72	42	275 kg
"	396 40	62	45	44–72	42	"
"	436 48	72	45	44–72	42	"
Twin manuell	Kontakta konsulent				38	180 kg

SITTSYSTEM MERCADO (GÄLLER EJ TWIN)

Ergomedic plus

Denna sits är utformad så att den är högre under låren än under sittbensknölna. Sitsen är högre på sidorna för att stabilisera bäckenet och låren.



Ergomedic Slow Recovery

Denna sits är tillverkad av två olika material. Det översta delen av sitsen (slow recovery) ger tryckfördelning och ökad sittkomfort. Denna sits är dock känslig för kyla och kan bli hård om den får stå kallt.

OBS! Måste kombineras med annan högre ryggmek



Coxitsits

Coxit-sitsen är delad med individuellt reglerbara klaffar.

OBS! Annat sittkryss krävs för att denna ska kunna monteras.



Sittplatta

VID SVÅR SITTPROBLEMATIK KAN EN RULLSTOLSDYNA FÖRSKRIVAS SOM PLACERAS PÅ EN SITTPLATTA. KONTAKTA KONSULENT



Artikel.nr sitsmodeller Mercado

Storlek Bredd x Djup	Art.nr standardsits	Art.nr Ergomedic plus	Art.nr Ergomedic Slow Recovery***	Art.nr Ergomedic plus Slow Recovery***
29x32 cm**	182 57	182 29	-	-
33x35 cm*	035 32	146 28	099 83	-
36x39 cm*	144 50	146 29	099 84	-
36x43 cm*	144 51	146 30	366 33	-
40x39 cm	035 30	146 31	099 82	-
40x43 cm	035 29	146 32	099 81	-
40x48 cm	181 95	176 80	425 39	366 77
44x43 cm	012 69	146 33	096 32	-
44x48 cm Standardsits	035 31	146 34	096 33	357 14
44x53 cm	386 02	-	-	-
48x48 cm	081 63	146 35	099 80	180 31
48x53 cm	370 33	-	-	412 68
Överdrag	Överdrag finns som inkontinensskydd eller tygöverdrag. Kontakta konsulent för artikel.nr.			

*** Kombineras med ryggmek art.nr. 358 27 för hög rygg. Art.nr 412 45 för låg rygg.

** Kombineras med plus-stativ Mini 43x48 cm

* Kombineras med plus-stativ 43x53 cm

RYGGSYSTEM MERCADO

Ergomedic plus & ergomedic plus m. sidokil

Den högre ryggen ger stöd åt bäcken och bröstrygg samt har ett extra stöd mellan skulderbladen.

Det höga ryggstödet finns även med extra sidokilar. Det lägre ryggstödet stödjer främst bäcken och ländrygg.



Ergomedic plus



Ergomedic plus m. sidokil

Artikelnummer ryggmodeller Mercado

Storlek Bredd x Höjd	Art.nr standardrygg	Art.nr Ergomedic plus	Ergomedic plus m sidokilar	Ergomedic plus Slow Recovery
Låg Rygg				
23x20 cm	182 30	-	-	-
27x22 cm	093 53	-	-	-
30x26 cm	143 11	-	-	-
33x26 cm	099 98	-	-	-
35x20 cm	-	182 28	-	-
38x26 cm std	035 36	-	-	155 63
40x20 cm	-	146 24	-	-
Hög Rygg				
27x32 cm	143 13	-	-	-
30x34 cm	143 12	182 27	176 08	-
33x36 cm	044 28	-	-	-
35x43 cm	-	146 25	176 07	-
40x34 cm std	035 37	-	-	184 97
42x43 cm	099 09	146 26	173 90	148 86
46x43 cm	367 93	364 73	183 88	-


HJUL MERCADO

Till arbetsstolar från Mercado finns flera alternativ av hjul.





Större hjul






Artikel.nr	Benämning	Kompletteras med Bromsben	
154 57	125 mm	Artikel 182 02 för fyrkantigt bromsben (Kryss- & H-stativ) Artikel 399 78 för runt bromsben	 Fyrkantigt bromsben  Runt bromsben
381 72	150 mm	Artikel 399 41 för fyrkantigt bromsben (Kryss- & H-stativ) Artikel 399 79 för runt bromsben	
Övrigt:	Går ej att förskriva i webbsesam. 154 57 kommer som styck och 381 72 kommer som sats. OBS! Sitthöjden blir högre med större hjul.		

Lättrullade hjul






Artikel.nr	Benämning	
034 54	Extra lättrullat hjul SL 100 mm	 Breda (BXL) Lättrullade (SL)
323 84	Extra breda hjul BXL 100 mm	
Övrigt:	Går ej att beställa i webbsesam. Kontakta konsulent.	
Viktigt:	SL-hjulet är lättrullat och har dubbla kullager. Det fungerar bäst på hårda golv som till exempel parkett- och betonggolv. Bxl-hjulet är ett SL-hjul med en bredare hjulbana. Har patienten kork- eller plastmatta så är risken att andra hjul ändå inte kommer att göra arbetsstolen mer lättrullad.	







BENSTÖDSMODELLER MERCADO







Benstöd till med fotplatta vuxenstativ (48x53)						 Mittmonterad
Hel fotplatta B37xD21 cm		Delad fotplatta B18xD21 cm		Hel mittmonterad B29xD24 cm		
Storlek(cm)	Art.nr	Storlek(cm)	Art.nr	Storlek(cm)	Art.nr	 Hel  Delad
S, 18–24	088 65	S, 18–24	088 62	30–38	382 79	
M, 23–32	065 68	M, 23–32	088 63			
L, 28–41	088 66	L, 28–41	081 12	37–53	357 25	
XL, 38–51	088 67	XL, 38–51	088 64			
Fäste benstöd Medic vuxen 326 05 Fäste för sitsar som har längre sittdjup än 44 cm.						

Benstöd till Barn-/juniorstativ "Mini" (43x48 & 43x53) med fotplatta						 Mittmonterad
Hel fotplatta B25xD18 cm		Delad fotplatta B12xD18 cm		Hel mittmonterad B29xD24 cm		
Storlek(cm)	Art.nr	Storlek(cm)	Art.nr	Storlek(cm)	Art.nr	 Hel  Delad
S, 18–24	333 02	S, 18–24	333 04	30–38	382 79	
M, 23–32	333 03	M, 23–32	333 05			
L, 28–41	333 08	L, 28–41	333 06	37–53	357 25	
XL, 38–51	333 09	XL, 38–51	333 07			
Fäste benstöd Medic junior/vuxen Art.nr 326 04 Fäste för sitsar som har mindre sittdjup än 44 cm.						
Fäste benstöd Medic barn/junior Art.nr 366 16 Fäste för sitsar där risken annars finns att fotplattorna slår i hjulen.						

Övriga tillbehör Mercado

<p>Längre bromsspak, 45 cm, till plusstativ.</p> <p>Art.nr 323 91</p>	
<p>Stor kula till bromsspak</p> <p>Art.nr 035 46</p>	
<p>Reumatikerkruss</p> <p>Art.nr 051 79</p> <p>Monteras på bromsspak. Underlättar bromsning av stol hos de som har svårt att nå en vanlig bromsspak.</p>	
<p>Bromsspak med ögla</p> <p>Art.nr 378 91</p> <p>Alternativ bromsspak när patienten har svårt att nå en vanlig bromsspak, kräver även mindre kraft att bromsa och låsa upp. Har mjukt grepp.</p>	
<p>Adapter rullstolsbenstöd Cross</p> <p>Art.nr 147 03 höger sida Art.nr 147 04 vänster sida</p>	
<p>Bromsadapter</p> <p>Art.nr 378 04</p> <p>Monteras i de fall där bromsspaken behöver flyttas in (2–3 cm) för att underlätta framkomlighet.</p>	
<p>Sidostöd</p> <p>Art.nr</p> <p>185 42, 15x8 cm 095 68, 28x8 cm 065 70, 24x14 cm 092 70, 30x16 cm</p> <p>OBS måste kompletteras med fäste för sidostöd (art.nr 323 89).</p>	 <p>185 42</p> <p>065 70</p>
<p>Armstödsrör</p> <p>Art.nr</p> <p>366 37, 21cm höger 366 38, 21cm vänster</p> <p>323 80, 32 cm höger 323 81, 32cm vänster</p> <p>323 82, 38cm höger 323 83, 38cm vänster</p>	

<p>Armstödsplattor</p> <p>Standard, Art.nr</p> <p>076 07, 25 cm 012 71, 30 cm 012 70, 35 cm 328 34, 40 cm</p> <p>Comfort, Art.nr</p> <p>041 33, 30 cm 041 32, 35 cm 328 33, 40 cm</p>	<p>Standard</p>  <p>Comfort</p> 
<p>Fast bålstöd</p> <p>Art.nr</p> <p>092 69 Fäste bålstöd hö+vä svängd 100 37 Fäste bålstöd hö + vä rak</p> <p>102 71 Bålstöds kudde 15x13 cm</p> <p>Svängd och ställbart bålstöd</p> <p>137 45 Fäste bålstöd hö+vä svängd och ställbart 137 46 Bålstöds kudde svängbar</p> <p>Bålstöden monteras på höga ryggar.</p>	 <p>Rakt</p>  <p>Svängd</p>  <p>Svängd och ställbart</p>
<p>Påkörningsskydd</p> <p>Art.nr 323 85 till 100 mm hjul</p>	

	<p>Laddare 12V batteri</p>		<p>Laddare art nr 114 99</p>
	<p>Äldre 24V 1G batteri</p>		<p>Laddare art.nr 387 09</p>
	<p>Nyare 24V 1,5 G batteri</p>		<p>Laddare art.nr 425 42</p>
<p>Laddare Mercado, om originalet gått sönder</p>			