

Hjälpmedelscentrum utbildar

# Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning

**Kursansvarig hjälpmedelskonsulent:**

**Karin Hjelte**

**Tel: 021-174467** [karin.hjelte@regionvastmanland.se](mailto:karin.hjelte@regionvastmanland.se)

**Helena Lagerbäck**

**Tel: 021-174466** [helena.lagerback@regionvastmanland.se](mailto:helena.lagerback@regionvastmanland.se)

**Jenny Ridderstolpe**

**Tel: 021-176661** [jenny.ridderstolpe@regionvastmanland.se](mailto:jenny.ridderstolpe@regionvastmanland.se)

Våren 2022

<p><b>Förskrivning av 3-hjulig elrullstol med manuell direktstyrning, enkelt sittande.</b></p> <p>Förskrivare som genomgått förskrivareutbildning av elrullstolar teori och praktik, kan själv förskriva elrullstol med manuell direktstyrning utan hjälpmedelskonsulent.</p>	<p><b>Förskrivning av elrullstol med elektronisk styrning, avancerat sittande/alternativt styrsätt, eller anpassning av sittande/styrsätt på befintlig elrullstol.</b> Förskrivare som genomgått förskrivareutbildning av elrullstolar teori och praktik, är förskrivare tillsammans med hjälpmedelskonsulent på utprovning.</p>
<p>Ärendet börjar när förskrivares bedömning styrker patients behov av elrullstol och att patient uppfyller kriterierna för elrullstol enligt Hjälpmedelshandboken.</p>	
<p>Förskrivare bedömer behov av elrullstol med stöd av <i>Underlag för utprovning av elrullstol</i>. Förskrivare går igenom <i>Information när du får låna elrullstol</i>, samt <i>Lånevillkor</i> och <i>Blankett för körträning</i> med patient. Förskrivare bedömer om godkänd förvaring finns alt startar ärende för BAP samt om patient klarar förflyttning till/från tänkt förvaringsplats och ev fastlåsning. Förskrivare bedömer om tveksamheter föreligger för patient att framföra elrullstol på ett säkert sätt och kan begära in <i>Medicinsk bedömning för elektrisk rullstol av patientansvarig läkare</i> för säkrare bedömning.</p>	
<p>Förskrivare bokar aktuell elrullstol som finns i utställningen via Outlook eller via kundtjänst. Rum bokas vid behov. Patient och förskrivare träffas på Hjälpmedelscentrum för utprovning, det är ett krav innan förskrivning.</p>	<p>Förskrivare gör i WebSesam arbetsorder 3A Utprovning, med bifogat utprovningsunderlag och bifogar där <i>Underlag för utprovning av elrullstol</i> alt <i>Underlag för anpassning av befintlig elrullstol</i></p>
<p>Förskrivare går igenom <i>Information när du får låna elrullstol</i> och <i>Lånevillkor</i> med patient, elrullstolens värde fylls i. Underskrivet lånevillkor skickas till Hjälpmedelscentrum via uppladdningstjänsten. Förskrivare lägger elrullstolsordination i WebSesam med ev komponenter. För leverans till patient, välj patient och Hemleverans skrymmande hjälpmedel till hemadressen. Se till att uppgift om telefonnummer och ev kontaktperson är korrekt. Alternativt välj Kund och Turbil till förskrivare/beställare. I fältet Övrig information fyll i önskemål om viss sitthöjd önskas eller om nyckel skall levereras till annan än patient. Ange var elrullstolen ska ställas av transport tex i förråd eller bostad.</p>	<p>Hjälpmedelskonsulent kontaktar förskrivare som bokar utprovningstid på Hjälpmedelscentrum eller i patientens hemmiljö. Vid utprovning går förskrivaren igenom <i>Information när du får låna elrullstol</i> och <i>Lånevillkor</i> där hjälpmedelskonsulent fyller i elrullstolens värde. Efter utprovning lägger hjälpmedelskonsulenten beställning på överenskommen elrullstol. Ordinerad elrullstol är rekonditionerad/begagnad elrullstol eller nybeställd beroende på behov och tillgång. Ytterligare utprovningstillfälle kan vara nödvändigt. Hjälpmedelskonsulent beställer transport av elrullstol enligt förskrivares önskemål.</p>
<p>Utleverans av elrullstol kan inte ske innan godkänd förvaringsplats finns tillgänglig!</p>	
<p>Förskrivare ansvarar för körträning med patient i dess närmiljö tills dess att förskrivaren bedömer att patient klarar av att framföra elrullstolen på ett säkert sätt för sig själv och andra. Förskrivaren bedömer om behov finns att upprätta <i>Restriktioner elrullstol</i>.</p>	
<p>Uppföljning ska ske 3-6 månader efter avslutad körträning och därefter minst 1 gång/år gällande målpuppfyllelse och patientens användande av elrullstol samt ställningstagande om förskrivningen ska kvarstå.</p>	



**Real 6100 plus**

***Firma: Mercado Medic AB***

Ej avtalsstol

Ren inomhus elrullstol

- Hindertagning: 4 cm
- Högsta brukarvikt: 135 kg
- Körsträcka: ca 15 km
- Hastighet: 4,5 km/h
- Stolens vikt, inklusive batterier: 76 kg
- Totallängd: 79,5 cm
- Totalbredd: 57 cm
- Sittbredd: 29-48 cm
- Sittdjup: 32-48 cm
- Sitthöjd: 38-58, 46-74 och beroende av sittdyna +6 cm

Anteckningar: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**iChair mc Front**

***Firma: LB Medical***

**Avtalsstol**

Inomhus/begränsad utomhus enkel sittkomfort

- Hindertagning : 7 cm
- Högsta brukarvikt : 160 kg + 10 kg last
- Körsträcka: 32 km
- Hastighet: 10 km/h
- Stolens vikt: 124 kg
- Totallängd: 113 cm
- Totalbredd: 62 cm
- Sittdjup: 40-56 cm
- Sittbredd: 38-65 cm
- Sitthöjd: 42, 46 el. 49 cm utan sittdyna

Anteckningar: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**iChair mc3**

***Firma: LB Medical***

Ej avtalsstol

Utomhus/begränsad inomhus

- Hindertagning : 8,0 cm
- Högsta brukarvikt : 160 kg
- Körsträcka: 30 km
- Hastighet: 10 km/h
- Stolens vikt: 94/118 kg
- Totallängd: 113 cm
- Totalbredd: 59 cm
- Sittdjup: 40-56 cm
- Sittbredd: 38-65 cm
- Sitthöjd: 43-60 cm utan sittdyna

Anteckningar: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



### **F3 Corpus**

***Firma: Permobil***

Avtalsstol

Inomhus begränsad utomhus, avancerad sittkomfort

- Hindertagning: 6-7 cm
- Högsta brukarvikt: 150 kg
- Körsträcka: 25-30 km
- Hastighet: 10 km/h
- Stolens vikt: 184 kg inklusive batterier
- Totallängd: 114 cm
- Totalbredd: 61 cm
- Sittbredd 42-52 cm i 5 cm steg
- Sitsdjup: 37-57 cm 2,5 cm steg
- Sitthöjd: 45 cm utan dyna

Anteckningar: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



### **M3 Corpus**

***Firma: Permobil***

Avtalsstol

Inomhus begränsad utomhus, avancerad sittkomfort

- Hindertagning: 5 cm
- Högsta brukarvikt: 150 kg
- Körsträcka: 25-30 km
- Hastighet: 10km/h
- Stolens vikt: 183 kg inklusive batterier
- Totallängd: 108 cm
- Totalbredd: 61,5 cm
- Sittbredd: 42-57 cm
- Sitsdjup: 37-57 cm
- Sitshöjd: 45 cm

Anteckningar: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**C400 3G**

***Firma: Permobil***

Ej avtalsstol-ej nyinköp

Avancerad sittkomfort.

Inomhus/Begränsad utomhus, avancerad sittkomfort

- Hindertagning: 6 cm
- Högsta brukarvikt: 136 kg
- Körsträcka: 30km
- Hastighet: 7,5 km
- Totallängd:113 cm
- Stolens vikt:175 kg inklusive batterier
- Totalbredd: 62cm
- Sittbredd 42-57 cm
- Sitsdjup: 37-57 cm
- Sitthöjd: 48 cm utan dyna

Anteckningar: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





**K300 Psjr**

***Firma: Permobil***  
Avtalsstol

Inomhus/Begränsad utomhus, avancerad sittkomfort

- Hindertagning: 7 cm
- Högsta brukarvikt: 76 kg
- Körsträcka: 30km
- Hastighet: 7 km/h
- Totallängd:108 cm
- Stolens vikt:120 kg inklusive batterier
- Totalbredd: 62cm
- Sittbredd 27,5-40 cm
- Sitsdjup: 25-45 cm
- Sitthöjd: 42-62 cm utan dyna

Anteckningar: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## F5 Corpus

**Firma: Permobil**

Ej avtalsstol-ej nyinköp



Utomhus/begränsad inomhus, avancerad sittkomfort

- Hindertagning: 7-8 cm
- Högsta brukarvikt: 150 kg
- Körsträcka: 25-35 km
- Hastighet: 12 km/h
- Stolens vikt: 186 kg inklusive batterier
- Totallängd: 114 cm
- Totalbredd: 65 cm
- Sittbredd 42-52 cm i 5 cm steg
- Sitsdjup: 37-57 cm 2,5 cm steg
- Sitthöjd: 45 cm utan dyna

Anteckningar: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



### **C500 3G**

***Firma: Permobil***

Ej avtalsstol – ej nyinköp

Utomhus/begränsad inomhus, avancerad sittkomfort.

- Hindertagning: 6 cm
- Högsta brukarvikt: 136 kg
- Körsträcka: 30 km
- Hastighet: 7,5 km/h
- Stolens vikt: 181 kg inklusive batterier
- Totallängd: 122,5 cm
- Totalbredd: 67,5 cm
- Sittbredd 42-57 cm
- Sitsdjup: 37-57 cm
- Sitthöjd: 48 cm utan dyna

Anteckningar: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**X 850 3G**

***Firma: Permobil***  
Avtalsstol

Ren utomhusanvändning, enkel sittkomfort.

- Hindertagning: 11 cm
- Högsta brukarvikt: 136 kg
- Körsträcka: 35-45 km
- Hastighet: ~15 km/h
- Stolens vikt inklusive batterier: 190 kg
- Totallängd: 126-146 cm
- Totalbredd: 72 cm
- Sitsdjup: 36-56 cm
- Sittbredd: 43-48 cm
- Sitthöjd: 56 cm

Anteckningar: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## **Optimus 2**

***Firma: LB-Medical***  
Avtalsstol

Ren utomhusanvändning, enkel sittkomfort.

- Hindertagning: 11cm
- Högsta brukarvikt: 150 kg + 10 kg last
- Körsträcka: ca. 40 km
- Hastighet: 10km/h
- Stolens vikt inkl. batterier: 150 kg
- Totallängd inkl benstöd: 116 cm
- Chassibredd: 68 cm
- Sitsbredd: 38-56 cm, std. 43 cm
- Sitsdjup: 45-49 cm, std. 49 cm
- Sitthöjd: 56 cm

Anteckningar: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**Mini Crosser X-Joy**

**Firma Minicrosser AB**

***Ej avtalsstol***

Ren utomhusanvändning, enkel sittkomfort

- Hindertagning: 11 cm
- Högsta brukarvikt: 175 kg
- Körsträcka: ca 55 km
- Hastighet: max 10 km/h
- Stolens vikt, inklusive batterier: 168 kg
- Totallängd: 145 cm
- Totalbredd: 67 cm
- Sittbredd: 40,45,50 cm
- Sitsdjup: 32-52 cm
- Sitthöjd: 45-55 cm

Anteckningar: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_