

## Drivringsgrepp från WWT

Nedanstående finns på lager och beställs styckvis.

<b>Drivhjul Tum</b>	<b>Benämning</b>	<b>Sesam -nr</b>	<b>Färg</b>	<b>Ytterdiameter på drivring</b>
24"	Drivringsgrepp för alu/rostfri drivring 21"	00257	Transparent	515-535 mm
24"	Drivringsgrepp för alu/rostfri drivring 21"	09506	Svart	515-535 mm
22"	Drivringsgrepp för alu/rostfri drivring 19"	00258	Transparent	465-490 mm
20"	Drivringsgrepp för alu/rostfri drivring 17"	13999	Transparent	440-450 mm

**Rostfri** drivring är standard på Cross-rullstolarna. De är blanka. Äldre rullstolar kan ha alu-drivring, de är matta till färgen. Båda dessa drivringar benämns "drivring metall" på komponentbilden.

Dimension på drivringar kan variera mellan olika leverantörer. För att säkert få rätt storlek på drivringsgrepp mät ytterdiameter på drivringen.

Om drivringsgreppen blir smutsiga och "tappar greppet" går de att tvätta i maskin i 60 grader.

Tvätta av drivringen med diskmedel/ sprit så att fett avlägsnas innan drivringsgreppet sätts på igen.