

Uratmätning vid rasburikasbehandling

Från och med 2022-11-02 finns det en särskild beställningsbar analys för uratmätning vid rasburikas- (Fasturtec™) behandling. Normalt mäts urat i serum. Vid rasburikasbehandling kommer uratnivåer fortsätta sjunka i provröret om det inte kyls och hanteras mycket skyndsamt. Av detta skäl införs en specialanalys av plasmaurat. Denna kommer att vara beställningsbar i Cosmic och där medföljer anvisningar om hur röret ska hanteras. Analysen kommer att heta P-Urat (rasburikas).

P-Urat (rasburikas) ska endast beställas när patienten har rasburikasbehandling eftersom provhanteringen både på laboratoriet och hos provtagaren är resurskrävande.

Susanne Carlsson Lundqvist
Processledare Allmänkemi
Laboratoriemedicin

Johan Skogö
Specialistläkare, Klinisk kemi
Laboratoriemedicin