

Hjälpmedelscentrum utbildar

# Manuella rullstolar Allround Avancerad



**Kursansvariga hjälpmedelskonsulenter**

Annika Eriksson  
Charlotte Leek

*Hösten 2023*

## Innehåll

Cross 5	Sid 3
Cross 5 XL	Sid 4
Cross 6	Sid 5
Cross 1	Sid 6
Cross 1 XL	Sid 7

### Kontaktuppgifter

Gemensam brevlåda till konsulent manuella rullstolar  
[hmc.manuellarullstolar@regionvastmanland.se](mailto:hmc.manuellarullstolar@regionvastmanland.se)

*Annika Widaeus*, tel 021-17 58 78  
[annika.widaeus@regionvastmanland.se](mailto:annika.widaeus@regionvastmanland.se)

*Charlotte Leek*, tel 021-17 44 65  
[charlotte.leek@regionvastmanland.se](mailto:charlotte.leek@regionvastmanland.se)

*Beatrice Sundman*, tel 021-17 46 85  
[beatrice.sundman@regionvastmanland.se](mailto:beatrice.sundman@regionvastmanland.se)

*Annika Eriksson*, tel 021-17 44 61  
[annika.t.eriksson@regionvastmanland.se](mailto:annika.t.eriksson@regionvastmanland.se)

## Cross 5

Leverantör: Etac



Rullstol för dagligt bruk som har stora anpassningsmöjligheter med avseende på sitt- och köregenskaper. Brett tillbehörsprogram. Rullstolen är främst avsedd att manövreras av brukaren.

<b>Sittbredd</b>	35cm, 37,5cm, 40cm, 42,5cm, 45cm, 47,5cm, 50cm
<b>Sittdjup</b>	Kort ram 36-42cm Lång ram 42-48cm
<b>Sitthöjd</b>	34-53/56,5cm
<b>Rygghöjd</b>	32-45cm, steglöst reglerbart
<b>Totalbredd</b>	Sittbredd + 21cm
<b>Brukarvikt</b>	Max 135kg

Vinkelställbar bi-/triangulär rygg.

Höftvinkel steglöst justerbar -5 till +20 grader

Lumbalvinkel steglöst justerbar biangulär -2-+13° triangulär -8-+18°

Ställbar rygglädsel

Höjdregerbara körhandtag

Kombinerade tramprör och tippskydd

Transportfästen

### Anteckningar:

---

---

---

## Cross 5 XL

Leverantör: Etac



Rullstol för dagligt bruk som har stora anpassningsmöjligheter med avseende på sitt- och köregenskaper. Brett tillbehörsprogram. Rullstolen är främst avsedd att manövreras av brukaren. Rullstolen används till brukare med hög vikt.

<b>Sittbredd</b>	47,5cm, 50cm, 52,5cm, 55cm, 57,5cm, 60cm
<b>Sittdjup</b>	Kort ram 36-42cm Lång ram 42-48cm
<b>Sitthöjd</b>	41-53/56,5cm
<b>Rygghöjd</b>	32-45cm, steglöst reglerbart
<b>Totalbredd</b>	Sittbredd + 21cm
<b>Brukarvikt</b>	Max 160kg

Vinkelställbar bi-/triangulär rygg

Höftvinkel steglöst justerbar -5 till +20 grader

Lumbalvinkel steglöst justerbar biangulär -2-+13° triangulär -8-+18°

Ställbar ryggklädsel

Höjddreglerbara körhandtag

Kombinerade tramprör och tippskydd

Transportfästen

### Anteckningar:

---

---

---

## Cross 6

Leverantör: Etac



Rullstol för dagligt bruk som har stora anpassningsmöjligheter med avseende på sitt- och köregenskaper. Brett tillbehörsprogram. Rullstolen är främst avsedd att manövreras av brukaren.

<b>Sittbredd</b>	35cm, 37,5cm, 40cm, 42,5cm, 45cm, 47,5cm, 50cm
<b>Sittdjup</b>	Standardram 36-42 +7cm * Lång ram 42-48 +7cm * *Sitsförlängare tillsammans med triangulär rygg förlänger sitsen 7 cm i bakkant.
<b>Sitthöjd</b>	32-53/56,5cm
<b>Rygghöjd</b>	32-45cm, steglöst reglerbart
<b>Totalbredd</b>	Sittbredd + 20,5cm
<b>Brukarvikt</b>	Max 135kg

Vinkelställbar triangulär rygg  
Höftvinkel steglöst justerbar -5 till +20 grader, klicklägen  
Lumbalvinkel steglöst justerbar triangulär -16+16°  
Ställbar ryggläddsel  
Höjdreglerbara körhandtag, ny modell  
Kombinerade tramprör och tippskydd  
Transportfästen, integrerade i chassit

### Anteckningar:

---

---

---

# Cross 1

Leverantör: Etac



Rullstol för dagligt bruk som har stora anpassningsmöjligheter med avseende på sitt- och köregenskaper. Brett tillbehörsprogram. Rullstolen är främst avsedd att manövreras av brukaren.

<b>Sittbredd</b>	35cm, 37,5cm, 40cm, 42,5cm, 45cm, 47,5cm, 50cm, 52,5cm
<b>Sittdjup</b>	Kort ram 36-42cm Lång ram 42-48cm
<b>Sitthöjd</b>	38-51cm
<b>Rygghöjd</b>	30-45cm, steglöst reglerbart
<b>Totalbredd</b>	Sittbredd + 22cm
<b>Brukarvikt</b>	Max 125kg

Vinkelställbar rygg från - 5 grader till + 15 grader  
Ställbar rygglädsel  
Höjdregerbara körhandtag  
Kombinerade tramprör och tippskydd  
Transportfästen

## Anteckningar:

---

---

---

---

## Cross 1 XL

Leverantör: Etac



Rullstol för dagligt bruk som har stora anpassningsmöjligheter med avseende på sitt- och köregenskaper. Brett tillbehörsprogram. Rullstolen är främst avsedd att manövreras av brukaren. Rullstolen används till brukare med hög vikt.

<b>Sittbredd</b>	50cm, 52,5cm, 55cm, 57,5cm, 60cm
<b>Sittdjup</b>	Kort ram 36-42cm Lång ram 42-48cm
<b>Sitthöjd</b>	41-51cm
<b>Rygghöjd</b>	30-45cm, steglöst reglerbart
<b>Totalbredd</b>	Sittbredd + 22cm
<b>Brukarvikt</b>	Max 150kg

Vinkelställbar rygg från - 5 grader till + 15 grader  
Ställbar ryggklädsel  
Höjdregerbara körhandtag  
Kombinerade tramprör och tippskydd  
Transportfästen

### Anteckningar:

---

---

---

---